

# DIGITALE BABY- und KLEINKINDWAAGE



Digitale Babywaage, die Ihr Kind von der Geburt bis zu einem Gewicht von 20 kg begleitet.

Das flache Design und die große Liegefläche vermitteln dem Kind Geborgenheit, verringern die Sturzgefahr und erhöhen die Präzision beim Wiegen.

Die servocare Babywaage bietet flexible Möglichkeiten. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Babyschale abnehmen.

So können Sie leicht von der Baby- zur Kleinkind-Waage wechseln.

Und wenn aus den lieben Kleinen mal ganz Große geworden sind, verwenden Sie Ihre servocare Babywaage einfach als Küchen- oder Gepäckwaage.



servocare  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG





... als Küchenwaage

... als Kleinkindwaage  
belastbar bis max. 20 kg

... als Babywaage



nur **69,95 €**  
inkl. gesetzliche MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Höchstlast:	20 kg
Ziffernschritt:	5 g
Abmessungen:	538 X 372 X 195 MM
Eigengewicht:	1,8 kg
Wiegeschale:	500 X 305 X 60 MM
Stromversorgung:	3 x AA 1,5 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang)
Eichung:	ungeeicht*

\* Wenn mindestens eine geeichte medizinische Waage in der Praxis vorhanden ist kann diese Waage eingesetzt werden.

Art.-Nr. H7 40

Ihr Fachhändler, denn keiner berät Sie besser!