

● Jetzt auch in schwarz!

servoHIP Protector

SCHÜTZT VOR SCHENKELHALSBRUCH!

- dämpft Stürze
- Tag und Nacht tragbar
- Unisex Unterhose
- formstabil
- bequem & unsichtbar



Benutzen Sie den **SERVOHIP** Protector bei Tag und Nacht, es gibt weltweit keinen besseren Schutz!

Unsere Unisex Unterhosen sorgen dafür, bei Stürzen Schenkelhalsbrüche zu vermeiden. Sie sind bequem zu tragen und können Tag und Nacht benutzt werden.

Der **SERVOHIP** Protector hat schlagdämpfende Polster, da wo es am sinnvollsten ist: an der Hüfte. Die Polster stecken in Taschen, die auf die Unterhosen aufgenäht sind. Das Material, aus dem die Polster bestehen, wurde ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt. Es ist dünn, hoch elastisch, hautfreundlich und hat unglaubliche schlagdämpfende Eigenschaften.

Der **SERVOHIP** Protector bleibt in Form, ist angenehm zu tragen und behält seine schützenden Eigenschaften auch nach x-maligem Waschen.

servoHIP Protector

Warum weiche Hüftpolster und nicht – wie im Eishockey – stabile Hartschalen verwenden?

Auf dem Markt gibt es schützende Hartschalenpolster, welche demselben Zweck dienen, wie unsere weichen Polster. Bei einem Sturz schützen auch Hartschalenpolster, um einen Schenkelhalsbruch zu vermeiden. Die Frage „Welchen Typ Polster soll ich verwenden?“ müsste also besser heißen „Welches Polster, weich oder hart, ist so angenehm, dass ich es Tag und Nacht tragen kann?“

Hartschalenpolster sind im Bett unangenehm zu tragen. Wenn man sich drehen will, um auf der Seite zu schlafen, sind sie im Weg und können sogar schmerzhaft sein. Um dies zu vermeiden und statt dessen gut zu schlafen, werden Sie die Hartschalenpolster auf einem Stuhl neben dem Bett ablegen. Ziehen Sie die Polster wirklich an, wenn Sie nachts um drei Uhr auf die Toilette gehen müssen? Ein Grossteil aller Hüftfrakturen passiert während der Nacht!

Studien in Alters- und Pflegeheimen zeigen eine drastische Abnahme von Frakturen, wenn der **SERVOHIP** Protector getragen wird.

Das Tragen von schützenden Unterhosen kann großes Leid verhindern: Warten Sie nicht bis zum ersten Sturz, die Vorbeugung sollte viel früher beginnen. Mit einem Paar **SERVOHIP** Protector und drei Unterhosen, welche Sie abwechselnd tragen und waschen können, sind Sie immer rund um die Uhr geschützt.

Vermeiden Sie Schenkelhalsbrüche!

Jedes Jahr verbringen mehrere tausend Menschen eine lange Zeit im Krankenhaus wegen eines Schenkelhalsbruchs. Das heißt viel Leiden für die einzelnen Patienten, aber auch sehr hohe Kosten für die Gesellschaft. Alarmierend ist, dass durch das Altern der Bevölkerung das Risiko von Hüftfrakturen in den nächsten Jahren noch beträchtlich ansteigen wird!

servoHIP Protector

Das Vermeiden von Schenkelhalsbrüchen ist die viel bessere Lösung!


Machen Sie nicht den Fehler zu denken: „Das wird mir nicht passieren“.

Statistiken belegen, dass 40 Prozent aller Menschen, die an einem Schenkelhalsbruch leiden, nie wieder ein normales Leben führen können. Weitere 20 Prozent sterben innerhalb eines Jahres nach dem Bruch an Komplikationen. Nur gerade 40 Prozent können wieder ein normales Leben führen. Warum solche Risiken eingehen wenn es eine so einfache und zuverlässige Methode gibt, sich zu schützen?


Schützen Sie sich – rechtzeitig – vor den negativen Auswirkungen eines Schenkelhalsbruchs. Jede Person über 65 Jahre hat ein erhöhtes Risiko von Brüchen aufgrund der Alterung der Knochen.

Aufprall-Druckdiagramm


Eine tiefere (weniger Energie) und breitere (über längere Zeit) Spitze bedeutet einen besseren Schutz gegen den Schlag auf die Hüfte beim Aufprall auf dem Boden.



Druck bei ungeschütztem Sturz



Druckreduktion mit Soft-Protector




Druckreduktion mit Hartschalenspolster

MODELL WEISS		VE	REF	Größe*	Preis VE	Menge
1	SERVOHIP Protector - GRUNDMODELL = 1 Paar Protectoren und 1 Unterhose	1 Paar + 1 Hose	M1 HP-1	<input type="checkbox"/>	59,80	<input type="checkbox"/>
2	SERVOHIP Protector - SET = 1 Paar Protectoren und 3 Unterhosen	1 Paar + 3 Hosen	M1 HP-3	<input type="checkbox"/>	119,00	<input type="checkbox"/>
3	SERVOHIP Protector - ERSATZUNTERHOSEN = 3 Unterhosen	3 Hosen	M1 HPT	<input type="checkbox"/>	72,50	<input type="checkbox"/>
4	SERVOHIP Protector - ERSATZPOLSTER Einzel	1 Stück	M1 HP-P	<input type="checkbox"/>	26,60	<input type="checkbox"/>
MODELL SCHWARZ		VE	REF	Größe*	Preis VE	Menge
5	SERVOHIP Protector - GRUNDMODELL = 1 Paar Protectoren und 1 Unterhose	1 Paar + 1 Hose	M1 HP-1BL	<input type="checkbox"/>	59,80	<input type="checkbox"/>
6	SERVOHIP Protector - SET = 1 Paar Protectoren und 3 Unterhosen	1 Paar + 3 Hosen	M1 HP-3BL	<input type="checkbox"/>	119,00	<input type="checkbox"/>
7	SERVOHIP Protector - ERSATZUNTERHOSEN = 3 Unterhosen	3 Hosen	M1 HPT-BL	<input type="checkbox"/>	72,50	<input type="checkbox"/>
8	SERVOHIP Protector - ERSATZPOLSTER Einzel	1 Stück	M1 HP-P	<input type="checkbox"/>	26,60	<input type="checkbox"/>

* = XS, S, M, L, XL oder XXL - Bitte ergänzen Sie Ihre Bestellung indem Sie die Größenbezeichnung angeben.

GRÖSSEN	Umfang	XS	S	M	L	XL	XXL
	Hüfte		75 - 85	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 130



servoHIP Protector
SCHÜTZT VOR
SCHENKELHALSBRUCH!

Bei Ihrem Fachmann, denn keiner berät sie besser.